

Probówka do mleka z substancją stabilizującą - 12 ml - bakteriologia



Probówki te zawierają płynny środek stabilizujący, spowalniający namnażanie się drobnoustrojów w czasie między pobraniem a badaniem próby mleka (do 24 h. w temp. 5-20°C). Ilość środka stabilizującego wyliczona jest na pobranie ok. 10 ml mleka ($\pm 0,5$ ml). Próbkę po pobraniu należy wymieszać. Zawarty barwnik pozwala na rozpoznanie próbki ze środkiem stabilizującym. Probówki z substancją stabilizującą pozwalają na pobieranie prób mleka do badań bakteriologicznych i na zawartość substancji hamujących.