

Strzykawka pistoletowa MUTO do Tbc niemieckiej firmy Hauptner

Strzykawka jest bardzo niezawodna i prosta w obsłudze. Zbudowana z lekkiego metalu, a cylinder z odpornego plastiku o pojemności 5 ml. Pozwala na przestawne, stabilne ustawienie dawki 0,1; 0,2; 0,3 lub 0,4 ml. Obecnie stosowanie dawki 0,1 ml pozwala za jednym naciągnięciem tuberkuliny do strzykawki, przeprowadzić teberkulinizację 50 zwierząt. Umożliwia montaż i pracę z użyciem nasadki Sterimatic, służącej do dezynfekcji igły po każdej iniekcji.

